

Gebruikschema

Gebruiksschema schoenen en steunzolen

Geachte cliënt,

Zojuist heeft u uw nieuwe schoenen of steunzolen ontvangen, deze zijn met de uiterste zorg voor u gemaakt.

Om u te laten wennen aan de nieuwe stand en om drukplekken te voorkomen, is het verstandig de schoenen of de steunzolen zorgvuldig in te dragen.

Onderstaande treft u een indraagschema aan:

	Orthop.	Semi-orthop.	Ovac	Steunzolen	Sportzolen
1 ^e dag	½ uur	1 uur	2 uur	3 uur	thuis dragen
2 ^e dag	1 uur	2 uur	4 uur	4 uur	2 kleine rondjes
3 ^e dag	2 uur	3 uur	6 uur	5 uur	3 kleine rondjes
4 ^e dag	3 uur	4 uur	8 uur	6 uur	4 kleine rondjes
5 ^e dag	4 uur	6 uur	hele dag	7 uur	6 kleine rondjes
6 ^e dag	5 uur	8 uur		8 uur	8 kleine rondjes
7 ^e dag	6 uur	hele dag		hele dag	½ van norm. afst.
8 ^e dag	8 uur				¾ van norm. afst.
9 ^e dag	hele dag				normale ronde

Als bij controle blijkt dat er rode (druk)plekken zijn ontstaan die langer dan een half uur aanwezig zijn; dan de volgende dag dezelfde draagtijd aanhouden. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe schoenen of steunzolen en indien er toch problemen optreden, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kemerink voet & beweging